

# test-it

diagnostic kits

## TESTES SANGUE

- Teste Dirofilaria
- Teste Leishamania
- Teste FIV/FelV
- Teste Leptospira



✓ Fácil utilização

✓ Resultado rápido

99%

Sensibilidade e Especificidade

## TESTES FEZES

- Teste Parvovirose canina



A TECNOLOGIA AO SERVIÇO DO MÉDICO VETERINÁRIO

## TESTES SANGUE

### • Teste Dirofilaria

O test-it para dirofilariose canina é desenhado para a deteção de antígenos de *Dirofilaria Immitis* através de sangue total, soro ou plasma. Apresenta dois anticorpos específicos para diferentes epítomos antigénicos.

O resultado do teste é verificado pela linha de control (C) e a linha teste (T).

### • Teste FIV/FelV

O test-it para deteção de vírus da leucemia felina (FelV) e anticorpos para o vírus da imunodeficiência feline (FIV) é desenhado para a deteção de antígenos p27 (FelV) e anticorpos anti-FIV através de sangue total, soro ou plasma.

O resultado do teste é verificado pela linha de control (C) e a linha teste (T).

### • Teste Leptospira

O test-it para leptospirose canina é desenhado para a deteção de anticorpos IgM anti-*Leptospira spp.* através de sangue total, soro ou plasma. O resultado do teste é verificado pela linha de control (C) e a linha teste (T).

### • Teste Leishmania

O test-it para leishmaniose canina é desenhado para a deteção de anticorpos anti-*Leishmania spp.* através de sangue total, soro ou plasma. O resultado do teste é verificado pela linha de control (C) e a linha teste (T).



## TESTES FEZES

### • Teste Parvovirose canina

O test-it para parvovirose canina é desenhado para a deteção de antígenos (parvo vírus canino) nas fezes. Apresenta dois anticorpos específicos para diferentes epítomos antigénicos. O resultado do teste é verificado pela linha de control (C) e a linha teste (T).



Representante em Portugal:



**Crefar Representações, Lda.**  
Rua Henrique Callado, N° 8, 1º Piso, A12  
2740-303, Leão Portugal - Tel. 21 882 46 90  
mail@crefar.pt - www.crefar.pt

